

PROTOCOLO PARA MUESTRA DE SANGRE Y SU ENVÍO DESDE REGIONES - INVITAE

- 1) Tomar muestra sangre total en tubo EDTA (tapa morada), mínimo 4 ml. Ideal 6 ml.
- 2) Identificar la muestra: Por favor, etiquetar con la siguiente información en letra imprenta:
 - **Primer nombre y primer apellido**
 - Fecha de nacimiento: **DOB** (Date of birth) **MES - DÍA - AÑO**
 - Fecha toma de muestra: **CD** (Collection date): **MES - DÍA - AÑO**
 - **RUT**
- 3) Adjuntar orden médica y consentimiento e información que se detalla en FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PACIENTE.
- 4) Para el envío a Santiago, la muestra debe estar protegida por sistema de **triple embalaje**, según la normativa IATA.
 - N*1: Tubo EDTA + material absorbente (algodón u otro)
 - N*2: Bolsa bien sellada que contenga un posible derrame.
 - N*3: La bolsa debe estar dentro de un contenedor duro (p/e:metal, plumavit, cartón) y estar debidamente protegida, mediante material acolchable, contra posibles golpes o aplastamiento.
- 5) Enviar la muestra a través de Correos de Chile o Chilexpress, en **servicio prioritario**, "Prioritario Overnight" o "Express AM", de manera que llegue al día siguiente antes de mediodía, de lunes a viernes.

**** NO recibimos muestras los fines de semana y feriados. ****

Dirección de destino:

Genometrics

Vitacura 5900, oficina 404, Vitacura. - Santiago.

Código Postal: 7640745

- 6) Contactar a muestras@genometrics.cl o al 56 22 400 3886 para dar aviso del despacho de la muestra, e informar el **número de rastreo** de la misma.

IMPORTANTE:

- *La muestra puede estar a temperatura ambiente hasta por 48 hrs . Se sugiere refrigerar a 5°C en caso de mantenerla por más tiempo. NUNCA CONGELAR.*
- *Para pacientes que fueron sometidos a transfusión sanguínea, se requiere un mínimo de 15 días de espera para tomar la muestra para el estudio genético.*

Equipo Genometrics.